

000/0020.125/30



Hydroskin Metaldetect, blauwe waterdichte wondpleister met Hydrogelkompres

Hydroskin Metaldetect wordt door zijn blauwe kleur en de metaaldetectiestrip vooral gebruikt in de voedingsindustrie. Zijn blauwe, waterdichte folie zorgt voor absolute bescherming tegen vocht en micro-organismen.



Eigenschappen

- Pleister met soepele huidfilm en een niet-inklevend, schokabsorberend Hydrogelkompres.
- Blauwe polyurethaan huidfilm rondom het kompres: semi-permeabel, maw ondoorlaatbaar voor water, vet, olie en bacteriën van buiten naar binnen. Wel doorlaatbaar van binnen naar buiten zodat de huid voldoende kan ademen én overvloedig vocht wordt verwijderd. Grote kleefkracht, hypoallergeen.
- Hydrogelkompres. Hydrogel zorgt ervoor dat vocht wordt afgegeven aan de gede vitaliseerde weefsels van de wond en overtollig wondvocht wordt geabsorbeerd, waardoor een soort 'microklimaat' ontstaat voor wondgenezing: de combinatie Hydrogel, wond-vocht en het gebrek aan zuurstof creëert een vochtige wondomgeving waardoor de huid in de wond sneller wordt geregenereerd. Kan bevorderend zijn bij angiogenese. Hydrogel werkt pijnverlichtend en zorgt voor een verzachtend effect (geen korstjes). Laat geen resten achter en minimaliseert pijn bij vervanging van het kompres.
- HACCP-approved. Geschikt voor de voedingsindustrie: blauwe kleur, waterafstotend en metaaldetecteerbare strip tussen kompres en huidfilm.
- Individueel en steriel verpakt.

Toepassingen

Ter verzorging van snij- en schaafwonden. Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of

geïnfekteerde wonden.

Gebruik

AANBRENGEN

- Reinig de wond.
- Haal het kompres uit de verpakking.
- Trek de ene helft van de plastic beschermfolie eraf, plaats het kompres op de wond, strijk het glad en trek de andere helft van de beschermfolie eraf.
- Verwijder de backing films

VERWIJDEREN

- De pleister kan verwijderd worden door deze aan één hoek los te maken en evenwijdig met de huid uit te rekken.

VERVANGEN

- Bij overmatig wondvocht, moet de pleister vervangen worden.
- Bij minder of weinig wondvocht, kan de pleister om de 2-3 dagen worden vervangen totdat de wond geneest.

Inhoud

40 stuks

Bewaring

- Koel en droog bewaren op kamertemperatuur.
- Vervaldatum: 36 maand DOM

Dit product is een medisch hulpmiddel class I steriel, CE0123 gekeurd.

Versie: 06/10/2026