

000/0020.127/30



Hydroskin Honey, pansement imperméable avec Hydrogel avec medical grade honey

Hydroskin Honey est un pansement transparent non collant avec compresse hydrogel à base de miel de qualité médicale.

Le film protecteur cutané offre une protection efficace contre l'humidité et les micro-organismes. Le miel de qualité médicale exerce une action antimicrobienne et anti-inflammatoire.



Propriétés

- Film en polyuréthane autour de la compresse : semi-perméable, donc imperméable à l'eau, à l'huile, à la graisse et aux bactéries, de l'extérieur vers l'intérieur, mais perméable de l'intérieur vers l'extérieur : la peau peut respirer suffisamment et l'exsudat excédentaire est éliminé. Caractéristique collante importante, hypoallergénique. Transparent: pour une inspection optimale de la plaie.
- Compresse hydrogel. L'hydrogel apporte de l'humidité aux tissus dévitalisés et absorbe l'exsudat excédentaire de la plaie. Ainsi, on crée un 'microclimat', stimulant une guérison de la blessure : la combinaison de l'Hydrogel, du suintement de la plaie et du manque d'oxygène crée un milieu humide, ce qui fait que la peau se rétablit plus vite. Peut favoriser l'angiogenèse*. L'Hydrogel a un effet antidouleur et apaisant (plus de croûtes dures) et minimise la douleur lorsque le pansement est changé. Absorbe les chocs. Il n'y a plus de particules qui restent dans la blessure et minimise la douleur lors du changement de la compresse.
- Compresse hydrogel contient 30% de miel de qualité médicale. Agit comme un puissant agent antimicrobien et anti-inflammatoire naturel et favorise la cicatrisation sans risque de résistance bactérienne.

- Emballé individuellement et stérilement.
- Se porte sous la douche, réduit les frottements et la friction, amortit les effets de chocs sur les zones osseuses, suit les zones galbées et se déplace avec le corps.
- *L'angiogenèse est un processus physiologique au cours duquel de nouveaux vaisseaux sanguins se développent à partir de vaisseaux préexistants. Elle se produit, entre autres, lors de la cicatrisation des plaies. L'angiogenèse contribue à la cicatrisation des plaies en transportant les composants sanguins nécessaires vers les zones lésées, ce qui favorise la croissance et la régénération des tissus.

Applications

Destiné à soigner les brûlures et coupures superficielles, écorchures et autres petites blessures. Idéal pour les ampoules aux talons.

Utilisation

APPLIQUER

- Nettoyer d'abord la blessure
- Appliquer sur une surface propre et pas trop grasseuse.
- Veiller à ce que la partie adhésive soit en contact avec la peau environnante intacte afin d'obtenir une fermeture adéquate.

CHANGER

- Peut rester jusqu'à 7 jours sur la plaie en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat produite.
- Lorsque les exsudats de plaie sont excessifs, le pansement doit être remplacé en temps opportun.
- S'il y a moins ou peu d'exsudats, le pansement peut être changé tous les 2 à 3 jours jusqu'à ce que la plaie cicatrise.
- Le pansement peut être retiré en soulevant un coin, puis en l'étirant parallèlement à la surface de la peau.

Contenu

24 unités

Préservation

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver à température ambiante entre 5°C et 25°C.
- Date d'expiration: 36 mois DOM

Ce produit est un dispositif médical classe IIb stérile, approuvé CE0481.

Version: 06/10/2026