

000/0070.010/20



Ycla, douche oculaire (5 x 20ml)

compatible avec la station oculaire MExT,
pour les premiers soins oculaires complets

YCLA douche oculaire rempli de 0.9% de NaCl –
chlorure de sodium pour les interventions de premiers
secours.

Aussi disponible en forme de bouteille 500ml.



Propriétés

5 flacons pratiques et stériles. CE2460 approuvé. Compatible avec la **station oculaire MExT**.

Applications

Ycla est un produit de premiers soins pour le lavage des yeux.

Utilisation

Voir pictogrammes. Consulter toujours un médecin.



Contenu

Support avec 5 flacons

Préservation

Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage. A conserver à température ambiante (entre 5° et 40°C). Température de fonctionnement recommandée: 16-38°C.

Ycla est un dispositif médical de classe I.

Version: 06/10/2026