



000/5170.212/30

Tensiomètre bras Omron M3 Comfort

Précis, fiable et pratique

Le tensiomètre automatique M3 Comfort AFib (HEM-7196-FLE) pour le bras utilise la méthode oscillométrique. L'appareil détecte les mouvements du sang dans l'artère brachiale et les convertit en une valeur numérique affichée.

Propriétés

- Technologie Intelli Wrap Cuff
- Technologie Intellisense FA
- Détection de battements irréguliers
- Indicateur d'hypertension
- En plus des validations standard, le M3 Comfort AFib est aussi validé cliniquement pendant la grossesse, en cas de prééclampsie et chez les patients atteints de diabète de type 2
- Capacité mémoire: Jusqu'à 60 mesures par utilisateur
- Guide de positionnement du brassard
- Garantie: Moniteur : 5 ans / Brassard : 1 an

Applications

Cet appareil est un moniteur numérique destiné à mesurer la tension artérielle et la fréquence du pouls chez les patients adultes. L'appareil peut détecter une irrégularité du pouls pouvant suggérer une fibrillation auriculaire (FA). Veuillez noter que cet appareil n'est pas conçu pour diagnostiquer une FA.

*Remarque : un diagnostic de fibrillation auriculaire ne peut être confirmé que par un médecin au moyen d'un électrocardiogramme (ECG). Si le symbole de la FA (AFib) apparaît, consultez votre médecin.

Utilisation

Veuillez consulter les manuels pour des informations complètes sur l'utilisation de ce produit.

Contenu

- Moniteur
- Brassard (HEM-FL31)
- 4 piles AA
- Étui de rangement
- Manuels d'instructions

Préservation

- Conserver le tensiomètre dans son étui de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas ranger le tensiomètre dans des endroits exposés aux températures extrêmes, à l'humidité ou à l'ensoleillement direct.

Ce dispositif médical a été validé cliniquement au sein de la population générale.

Version: 06/10/2026